

令和 8 年度 横浜市紙おむつ給付事業

配送登録業者：福祉クラブ生活協同組合

介護生活用品店「らく・らっく」日吉

取扱商品カタログ



配送方法・・・らく・らっくのメンバーが配達に伺います


集金方法・・・配達時に現金にて集金します

配達区域・・・港北区・鶴見区・神奈川区・中区・西区
保土ヶ谷区・南区

配達可能曜日・・・月～金（祝祭日、年末年始は休業）

// 時間・・・9:00～17:00

ご希望の商品をお選びください。複数の組み合わせも承ります。
一人ひとりに適したおむつを選ぶには個別対応が必要です。
どうぞ、らく・らっくにご相談下さい。



福祉クラブ生活協同組合
介護生活用品店「らく・らっく」日吉

住所： 横浜市港北区日吉5-24-33 Dayひよし内

電話： 045-564-3085

FAX： 045-566-2750

管理者： 大田 尚美

《 紙おむつ等給付商品 一覧 》

- ・ご希望の商品を下記からお選びください。
- ・らく・らくは、介護される方のことを第一に考えています。ぜひご相談ください。

パンツタイプ									
商品イメージ	メーカー名 商品名	商品 番号	規格	サイズ (ウエスト)	吸収量	一単位	袋数	商品の特長	
パンツタイプ		オンリーワンケア 前後フリーパンツ	1	S	50~70cm	750cc	20枚	1袋	肌触りの柔らかい生地を使用。 最高のフィット性能。 前後どちらからでもはけるボクサータイプ。
			2	M	60~90cm	750cc	18枚	1袋	
			3	L~LL	80~140cm	750cc	16枚	1袋	
		オンリーワンケア 前後フリーパンツうす型	4	S	50~70cm	300cc	24枚	1袋	オンリーワンパンツの薄型タイプ。 外から目立たず、安心柔らかフィット。
			5	M	60~90cm	300cc	22枚	1袋	
			6	L~LL	80~140cm	300cc	20枚	1袋	
		リフレ はくパンツ 夜用スーパー	7	ML	70~95cm	860cc	2単位 20枚	2単位 で1袋	たっぷり吸収厚型マット採用。 立体的横モレ防止ギャザー付。 全面通気性。
			8	LL	90~125cm	860cc	2単位 18枚	2単位 で1袋	
		リフレ はくパンツ レギュラー	9	S	55~75cm	570cc	22枚	1袋	全面通気性。 歩きやすく座りやすい、股間すっきり構造。 横モレ防止ギャザー付き。
			10	M	65~90cm	570cc	20枚	1袋	
			11	L	80~105cm	570cc	18枚	1袋	
			12	LL	95~125cm	570cc	16枚	1袋	
		ライフリー うす型軽快パンツ	13	S	50~70cm	300cc	24枚	1袋	うすくてムレずに動きやすい。 下着のように快適なはき心地。
			14	M	60~85cm	300cc	22枚	1袋	
			15	L	75~100cm	300cc	20枚	1袋	
			16	LL	90~125cm	300cc	18枚	1袋	

テープタイプ									
商品イメージ	メーカー名 商品名	商品 番号	規格	サイズ	吸収量	一単位	袋数	商品の特長	
テープタイプ		オンリーワンケア フィットリングテープ	17	S	ヒップ 56~90cm	600cc	24枚	1袋	体の動きに合わせて伸縮するからズレ・モレに強く、ゴワゴワする部分をカットアウトした立体形状。丸いヒップラインにフィット。
			18	M	ヒップ 75~106cm	600cc	24枚	1袋	
			19	L	ヒップ 85~131cm	600cc	24枚	1袋	
		リフル 簡単テープ止めタイプ	20	S	ヒップ 57~92cm	450cc	2単位 34枚	2単位 で1袋	立体ギャザーで横モレ防止。つけ直しが何度でもできるテープを採用。
			21	M	ヒップ 77~110cm	600cc	2単位 30枚	2単位 で1袋	
			22	L	ヒップ 92~130cm	760cc	2単位 26枚	2単位 で1袋	
		テナ スリッププラス	23	S	ウエスト 56~85cm	500cc	2単位 30枚	2単位 で1袋	瞬間ドライシートでさらさら。高い吸収性能があり体のラインにフィットするデザインで、通気性素材を採用。交換表示ライン付き。
			24	M	ウエスト 72~122cm	700cc	12枚	1袋	
			25	L	ウエスト 92~144cm	750cc	12枚	1袋	
	ライフリー 横モレ安心テープ止め	26	S	ヒップ 56~90cm	600cc	16枚	16枚	"モレにくい革命" 超立体3層ギャザーが股ぐりにフィット。	
		27	M	ヒップ 67~106cm	600cc	15枚	15枚		
		28	L	ヒップ 81~128cm	600cc	12枚	12枚		

パッドタイプ									
商品イメージ	メーカー名 商品名	商品 番号	規格	サイズ	吸収量	一単位	袋数	商品の特長	
	オンリーワンケア ケアパッド400	29	共用	21 × 48cm	400cc	90枚	3袋	スピード吸収でサラサラ。 立体ギャザーでピッタリ フィット。	
	オンリーワンケア からだカーブパッド レギュラー	30	共用	26 × 50cm	600cc	64枚	2袋	あてると自然にからだに 沿った形になる「からだ カーブ」構造。 消臭ポリマー配合。	
	オンリーワンケア からだカーブパッド ロング	31	共用	26 × 56cm	750cc	32枚	1袋		
	オンリーワンケア からだカーブパッド スーパーロング	32	共用	26 × 64cm	950cc	32枚	1袋		
	オンリーワンケア からだカーブパッド ワイド	33	共用	34 × 64cm	1200cc	30枚	1袋		
	オンリーワンケア からだカーブパッド エクストラワイド	34	共用	34 × 64cm	1450cc	28枚	1袋		
パ ッ ド タ イ プ		リフレ超うす安心パッド 120cc 多い時も安心用	35	共用	9.5 × 23cm	120cc	40枚	2袋	軽い尿モレに。 超うすだから付けていない ような心地よさ。 お出かけに便利な個包 装。
		リフレ超うす安心パッド 170cc 長時間・夜も安心用	36	共用	13 × 29cm	170cc	32枚	2袋	
		リフレ パッドタイプ 男女兼用レギュラー	37	共用	20 × 48cm	330cc	90枚	3袋	どんなおむつにもスッポリ 収まり、こまめな交換に簡 単。 経済的。
		リフレ サラケアパッド ビッグ	38	共用	28 × 60.5cm	850cc	30枚	1袋	ひろびろ設計のマットがお しりをしっかり包み込み、 背中へのモレを防止。
		リフレ ハイパースキンプ ロシリーズ プレミアム	39	共用	28 × 60.5cm	1150cc	20枚	20枚	横モレ防止・高吸収。超拡 散・ムレ解消。長時間の着 用にも安心。約6回分。
		リーフ 重ねて安心 シート(両面吸収)	40	共用	14 × 37cm	300cc	60枚	2袋	あくまでも補助シート。 (防水フィルムがない為尿 は通過します)

商品イメージ		メーカー名 商品名	商品 番号	規格	サイズ	吸収量	一単位	袋数	商品の特長
パッドタイプ		テーナ コンフォート ノーマル	41	共用	27 x 54cm	350cc	42枚	1袋	つけている事が気にならない人間工学に基づいた動きやすい設計。数回の排尿後も後戻りしないフィールドドライ構造。交換タイミングを色の変化でチェック。
		テーナ コンフォート プラス	42	共用	33 x 59cm	500cc	2単位 46枚	2単位 で1袋	
		テーナ コンフォート エクストラ	43	共用	33 x 59cm	650cc	2単位 34枚	2単位 で1袋	
		テーナ コンフォート スーパー	44	共用	36 x 71cm	850cc	2単位 30枚	2単位 で1袋	
		テーナ コンフォート マキシ	45	共用	36 x 71cm	1200cc	2単位 28枚	2単位 で1袋	
パッドタイプ		ライフリー ズレずに安心 尿とりパッド昼用 約2回分	46	共用	16 x 45.5cm	300cc	2単位 108枚	2単位 で3袋	前後のズレ止めテープが紙パンツにぴったり。上げ下げしてもずれません。ご本人も交換しやすい紙パンツ専用パッド。
		ライフリー ズレずに安心 尿とりパッド夜用 (約4回分)	47	共用	18 x 51cm	600cc	2単位 60枚	2単位 で3袋	
		ライフリー 一晩中あんしん 尿とりパッド夜用 (約4回分)	48	共用	28 x 55cm	600cc	42枚	1袋	尿量の多い方でも朝まで安心。
		ライフリー 一晩中あんしん 尿とりパッド夜用スーパー (約6回分)	49	共用	30 x 64cm	900cc	24枚	1袋	ぐんぐん吸収。尿量の多い方でも交換いらず。一枚で朝までぐっすり。
フラットタイプ		リフレ フラットシート	50	共用	30 x 72cm	400cc	24枚	1袋	表面のV字模様が尿を素早く拡散しヨレを防止。臭いも安心。
		ウイズエール 使い捨て防水シート 半身タイプ 巻き込み式	51	共用	80 x 180cm 吸水部: 80 x 90cm	/	8枚	4袋	巻き込み式でズレにくい。
ぬれタオル		おむつとりかえ ぬれタオル 流せるタイプ40枚	52	共用	20 x 30cm	/	4個	4個	しっかりと拭き取れる大判タイプ。

おむつ給付担当 : 佐藤
 配送区域 : 港北区、鶴見区、神奈川区、中区、西区、
 : 保土ヶ谷区、南区
 支払方法 : 現金
 配送方法 : 自社配送

福祉クラブ生活協同組合
 介護生活用品店「らく・らっく」日吉
 住所: 横浜市港北区日吉5-24-33 Dayひよし内
 電話: 045-564-3085 FAX: 045-566-2750
 営業時間: 月～金(祝祭日は休業)9:00～17:00